



SAFELY-MASCHERINA CERT. CE 10X36
Mascherine
H080053



Specifiche Tecniche

Materia Prima	TNT	Trattamento WS	--	Pezzi per confezione	10
Nr. Veli	3	Goffratura	GOFFRATA	Confezioni per collo	36
Grammatura velo (gr/mq)	35,0	Tipo adesione veli	--	Pezzi per collo	360
Colore	AZZURRO	Altezza formato (cm)	9,50		
Stampa	--	Lunghezza formato (cm)	17,50	EAN Confezione	8022650021152
N.Colori stampa	--	Tipo di piega	--	EAN collo	18022650021159



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	60
Dim.Collo (cm HxLxP)	20,00x38,00x20,00	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	12
Dim.colonna (cm HxLxP)	115,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	--	Strati per pallet	5
Volume collo (mc)	--	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	SI



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.