

# REFLEX N71



## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

### MULTI USO - IPOALLERGENICI

Il guanto **Low Derma™** è il frutto della speciale tecnologia di produzione che **elimina la maggior parte delle cause di allergia di "tipo IV"**: acceleranti di produzione.

Monouso, ambidestri, senza polvere, 100% latex free.

La finitura microruvida aumenta la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Testato per la resistenza contro i **VIRUS - EN ISO 374-5:2016**



**LOW DERMA™**



- Peso: 4,2 gr
- Clorinatura interna
- Microruvido



ROBUSTEZZA



SENSIBILITÀ



RESISTENZA CHIMICA



ART. / TAGLIE	N71 S	N71 M	N71 L	N71 XL
---------------	-------	-------	-------	--------

CARATTERISTICHE	
PESO	4,2 gr +/- 0,02 (M)
SPESSORE AL PALMO	0,09 mm +/- 0,02
LUNGHEZZA	24 cm
COLORE	Blu
SUPERFICIE	Microruvida
ALTRO	Internamente clorinato

IDONEITÀ ALIMENTARI	
ACQUOSI	✓
ACIDI PH <4,5	✓*
LATTIERO CASEARI	✓
ALCOLICI	✓
OLEOSI GRASSI	✓
ALIMENTI SECCHI	✓

Testati per 30' a 40°

\* utilizzo ≤10'

### CERTIFICAZIONI



### NORMATIVE

REG UE 2016/425  
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5  
REG UE 2017/745 | EN 455 1,2,3,4  
DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

### ALLERGENI



### COMPOSTI CHIMICI



### IMBALLO



### USO

